

UF水洗浄・密栓・滅菌済み

再使用禁止

RACCOON

# クリアシールステリバイアル

(透明・無菌アイソレーター製造)

# シールステリバイアル

(ガンマー線滅菌)

一般医療機器



クリアシールステリバイアルN

容量 (ml) 10 20 30 50

材質: ゴム栓/テフロンライニングゴム栓、フリップキャップ/  
ポリプロピレン/アルミニウム、バイアル瓶/ホウケイ酸ガラス



シールステリバイアル

容量 (ml) 2 10

材質: ゴム栓/ブチルゴム、フリップキャップ/ポリプロピレン/アルミニウム、バイアル瓶/ホウケイ酸ガラス  
(ガンマー線滅菌によりガラスは褐色になっていますが、ご使用には問題ありません。)



シールステリバイアルN

容量 (ml) 5 10 20 25 30

名称 MEDIS登録名称	型式	バイアル瓶形状寸法(mm)			JANコード	医療機器届出番号
		外径	高さ	口内径		
クリアシールステリバイアルN 10ml	CSSVN-1 0C-TFA	24.3	46.5	12.5	4562100813080	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 20ml	CSSVN-2 0C-TFA	30	60	12.5	4562100813097	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 30ml	CSSVN-3 0C-TFA	33	63	12.5	4562100813103	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 50ml	CSSVN-5 0C-TFA	40.5	78.5	12.5	4562100813110	27B2X90001CSSVNX
シールステリバイアル 2ml	SSV-2C-BFA	15	33	7.3	4562100813004	27B2X90001SSV001
シールステリバイアル 10ml	SSV-1 0C-BFA	21	53	9.1	4562100813011	27B2X90001SSV002
シールステリバイアルN 5ml	SSVN-5C-BFA	20	40	8.8	4562100813066	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 10ml	SSVN-1 0C-BFA	24.3	46.5	12.5	4562100813035	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 20ml	SSVN-2 0C-BFA	30	60	12.5	4562100813042	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 30ml	SSVN-3 0C-BFA	33	63	12.5	4562100813059	27B2X90001SSVN00



製品以外の容器も洗浄滅菌可能  
特注品・洗浄滅菌受託サービス

無菌アイソレーター、過酸素水素ガス発生装置を導入  
無菌試験など、各種試験対応できます。

製造販売元

**M** 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : sales@racoon.co.jp

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!

